

HalaGastro F3

Geschirreiniger, chlor- und phosphatfrei (flüssig).

1. Eigenschaften

HalaGastro F3 ist ein hochwirksamer Geschirr-, Besteck- und Gebindereiniger. Durch die hohe Reinigungskraft werden Eiweiss-, Fett- und andere Schmutzrückstände einwandfrei gelöst und entfernt. HalaGastro F3 darf nicht auf Buntmetallen oder Aluminium eingesetzt werden. Geschirr, Besteck und Gläser erhalten einen lang anhaltenden Glanz. Für die Reinigung in Lebensmittelbetrieben geeignet. Nur für die gewerbliche Anwendung.

2. Inhaltsstoffe

Natronlauge, Komplexbildner, Wasser.

3. Wirkstoffe

Siehe Inhaltsstoffe.

4. Anwendung

Geschirr-, Besteck-, Gebindereiniger.
Auf allen gängigen Gebindewaschanlagen einsetzbar.

5. Dosierung

Konzentration: 0.3 - 0.5 % (30 - 50 g auf 10 Liter Wasser) je nach Wasserhärte.

6. Gebinde und Artikelnummern

Siehe www.halagchemie.ch ⇒ Angebot ⇒ Sortiment ⇒ Artikel-/Gebindeübersicht (10600426)

7. Technische Daten

Dichte : (20 °C) 1.25 g/cm³
pH-Wert : (20 °C / 5 g/l) 10.6
Viskosität : (20 °C) 10 mPa.s

8. Gefahrenhinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

9. Lagerung

Stets im Originalgebinde aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett beachten. Gebinde dicht geschlossen halten. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

10. Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Für eine unsachgemässe Anwendung und daraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

HALAG
SWITZERLAND

HalaGastro F3

Geschirreiniger, chlor- und phosphatfrei (flüssig).

11. Konzentrations Bestimmung

p-Wert Bestimmung:

100 ml der zu untersuchenden Lösung werden mit einem Messbecher entnommen und in ein Titriergefäß gegeben. Man setzt 1 – 2 Tropfen Phenolphthalein zu und schüttelt um; die Lösung wird violettrot. Aus einer Bürette oder Messpipette gibt man unter Umschütteln langsam 1 N Salzsäure zu. Der Endpunkt der Titration ist durch den Farbumschlag von violettrot auf farblos gekennzeichnet.

Leitwertmessung:

Leitwertmessgerät WTW 315i / WTW Cond 3110 mit Temperaturkompensation bei 60 °C und in Millisiemens (mS) gemessen; Lösungen angesetzt mit Leitungswasser von 38 °fH.

Konzentration	p-Wert	Leitwert
0.5 %	1.0 ml	2.1 mS
1.0 %	2.0 ml	4.2 mS

Zu beachten:

Chargenbedingte Farbunterschiede sind möglich, diese haben keinen Einfluss auf die Produktqualität.

Für allfällige Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung.