

# Halasept 792

Pour la désinfection des mains, avec des composants de protection cutanée (liquides). N° d'autorisation CHZN7235, N-67463.

## 1. Caractéristiques

Halasept 792 est une préparation de désinfection rapide prête à l'emploi, sans QAV ni parfum, pour la désinfection hygiénique des mains. Des agents protecteurs de la peau spéciaux, de haute qualité et regraissants, assurent une tolérance cutanée optimale et protègent la peau du dessèchement. Compatible avec toutes les lotions nettoyantes. Réservé à un usage professionnel. Convient pour la désinfection dans les entreprises alimentaires. Prêt à l'emploi. Agit également contre les virus enveloppés, les norovirus et les rota virus.

## 2. Ingrédients

2-propanol, tétradécanol, panthénol, eau.

## 3. Principes actifs

2-Propanol : 750 mg/g.

Utiliser les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation

## 4. Application

Après le nettoyage des mains pour une désinfection séparée des mains. Appliquer 2 x 1,5 ml d'Halasept 792 sur des mains sèches et propres (mouillage complet des mains) et frotter lentement jusqu'au séchage complet. Les mains doivent être maintenues humides par le produit pendant toute la durée de l'application. Ne pas se rincer, ne pas utiliser de serviette. Utiliser régulièrement, car les infections microbiennes peuvent être transmises par les mains.

## 5. Spectre d'activité et dosage

Pour la désinfection des mains, nous recommandons de verser 2 doses (= 2 x 1,5 ml de concentré) sur les mains propres et sèches et de les laisser agir pendant au moins 30 secondes. Aucun rinçage ultérieur n'est nécessaire.

### Spectre d'action:

|                                | temps d'action minimal : |
|--------------------------------|--------------------------|
| bactéricide (EN13727)          | 30 sec.                  |
| mycobactéricide (EN14348)      | 30 sec.                  |
| levuricide (EN13624)           | 30 sec.                  |
| virucide limité (selon DVV)    | 15 sec.                  |
| virucide limité PLUS (EN14476) | 2 minutes                |
| Adénovirus, type 5 (EN14476)   | 2 minutes                |
| Norovirus, MNV (EN14476)       | 30 sec.                  |
| Rotavirus (selon DVV)          | 15 sec.                  |

## 6. Récipients et numéros d'articles

Voir [www.halagchemie.ch](http://www.halagchemie.ch) → Offre → Gamme → Aperçu des articles et des récipients (10010792)

## 7. Caractéristiques techniques

Point/intervalle d'ébullition (1013 hPa :) 82 °C

Point d'éclair : 20 °C

Température d'inflammation : 425 °C

Limite inférieure d'explosivité : 2 % (v)

Limite supérieure d'explosivité : 12 % (v)

Densité (20 °C) : 0.850 g/cm<sup>3</sup>

Valeur du pH (20 °C / 5 g/l) : 7

Viscosité : (20 °C) environ 5 m Pa.s

Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée et des dommages qui en résultent.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

**HALAG**  
SWITZERLAND

# Halasept 792

Pour la désinfection des mains, avec des composants de protection cutanée (liquides). N° d'autorisation CHZN7235, N-67463.

## 8. Indications de danger

Voir la feuille des données de sécurité.

## 9. Stockage

Toujours conserver dans des récipients correspondant à l'emballage d'origine. Respecter les indications figurant sur l'étiquette. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. Conserver les récipients au sec et hermétiquement fermés. Fermer soigneusement les récipients ouverts et les stocker en position verticale afin d'éviter toute fuite. Température de stockage : 5 - 25 °C.

## 10. Elimination

Voir la feuille de données de sécurité.

## 11. Détermination des concentrations

Ne s'applique pas.

## Mesure de la conductivité

--

## Attention:

Des différences de couleur liées au lot sont possibles, mais elles n'ont aucune influence sur la qualité du produit.

Notre service d'information se mettra volontiers à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

Vous trouverez d'autres consignes de sécurité dans la fiche de données de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée et des dommages qui en résultent.

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

Produits acides

Produits neutres

Produits alcalins

Alcalins à chlore actif

Désinfection

**HALAG**   
SWITZERLAND

[www.halagchemie.ch](http://www.halagchemie.ch)