

Descrizione del prodotto

Revisione: 21.10.2024

Verificato a: 10.12.2024

Versione: 2.0

Pagina 1 / 2

HalaGastro F3

Detergente per stoviglie, senza cloro e fosfati (liquido).

1. Caratteristiche

HalaGastro F3 è un detergente per stoviglie, posate e contenitori altamente efficace. Grazie all'elevata forza pulente, il prodotto scioglie e rimuove in modo perfetto residui di proteine, grassi e altri residui di sporco. HalaGastro F3 non deve essere utilizzato su metalli legati o alluminio. Le stoviglie, le posate e i bicchieri mostrano un durevole splendore. Solo per uso commerciale.

2. Composizione

Soda caustica, agenti sequestranti, acqua.

3. Principi attivi

Vedere i componenti.

4. Utilizzazione

Detergente per stoviglie e posate
Impiego universale su tutti gli impianti di lavaggio per contenitori.

5. Concentrazione

Concentrazione: 0.3 - 0.5 % (30 - 50 g in 10 litri di acqua) a seconda della durezza dell'acqua.

6. Confezione e numero articolo

Vedere www.halagchemie.ch ⇒ Offerta ⇒ Assortimento ⇒ Elenco articoli/formati (10600426)

7. Dati tecnici

Densità : (20 °C) 1.25 g/cm³
Valore pH : (20 °C / 5 g/l) 10.6
Viscosità : (20 °C) 10 mPa.s

8. Avvertenze sui pericoli

Vedere la scheda dei dati di sicurezza.

9. Magazzinaggio

Tenere sempre in contenitori originali. L'istruzione su l'etichetta sono da eseguire. Tenere i recipienti ermetici. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto.

10. Smaltimento

Vedere la scheda dei dati di sicurezza.

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

HALAG
SWITZERLAND

Prodotti acidi

Prodotti neutri

Prodotti alcalini

Alcalini à cloro attivo

Disinfettante

www.halagchemie.ch

HalaGastro F3

Detergente per stoviglie, senza cloro e fosfati (liquido).

11. Definizione della concentrazione

Determinazione del valore p:

Prelevare con un recipiente graduato 100 ml della soluzione da analizzare e versarla in un recipiente di titolazione. Aggiungere 1 – 2 gocce di fenolftaleina e agitare; la soluzione diventa viola-rossa. Da una buretta o pipetta graduata si aggiungono lentamente, sempre agitando, 1 N di acido cloridrico. La fase finale della titolazione si manifesta con un cambiamento del colore da viola-rosso a incolore.

Misurazione della conduttanza:

Sistema di misurazione WTW 315i / WTW Cond 3110, con compensazione della temperatura a 60 °C e misurazione in millisiemens (mS); soluzione preparata con acqua di rubinetto con 38 °F.

Concentrazione	Valore-p	Conduttanza
0.5 %	1.0 ml	2.1 mS
1.0 %	2.0 ml	4.2 mS

Attenzione:

Sono possibili differenze di colore legate al lotto, che non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto.

Il nostro servizio di consulenza si conferma a disposizione per ulteriori chiarimenti.