

HalaGastro F1

Detersivo per stoviglie con cloro attivo (liquido).

1. Caratteristiche

HalaGastro F1 è un detergente per stoviglie, posate e contenitori altamente efficace con scioglimacchia. Grazie all'elevata forza pulente, il prodotto scioglie e rimuove in modo perfetto residui di proteine, grassi. Le stoviglie, le posate e i bicchieri mostrano un durevole splendore. Solo per uso commerciale.

2. Composizione

Fosfati, potassa sodica, sostanze anticorrosive, ipoclorito di sodio, fosfonati.

3. Principi attivi

Vedere i componenti.

4. Utilizzazione

Impiego universale su stoviglie, posate, utilizzabile su tutti gli impianti di lavaggio di contenitori.

5. Concentrazione

Detergente per stoviglie e contenitori: 0.2 - 0.5 % (2 - 5 g in 1 litro di acqua) a seconda della durezza dell'acqua a 50 - 65 °C. Pulizia in circuito: 0.5 - 1.0 % (5 - 10 g in 1 litro di acqua) a 65 - 75 °C.

6. Confezione e numero articolo

Vedere www.halagchemie.ch ⇒ Offerta ⇒ Assortimento ⇒ Elenco articoli/formati (10600410)

7. Dati tecnici

Densità: (20 °C) 1.372 g/cm³

Valore pH: (20 °C / 5 g/l) 10.5

Viscosità: (20 °C) 20 mPa.s

8. Avvertenze sui pericoli

Vedere la scheda dei dati di sicurezza.

9. Magazzinaggio

Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale. L'istruzione su l'etichetta sono da eseguire. Proteggere dal calore e raggi solari. Temperatura di stoccaggio: 5 - 25°C. Tenere i recipienti ermetica. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti dritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto.

10. Smaltimento

Vedere la scheda dei dati di sicurezza.

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

HALAG
SWITZERLAND

HalaGastro F1

Detersivo per stoviglie con cloro attivo (liquido).

11. Definizione della concentrazione

Determinazione del valore p con perossido di idrogeno:

Prelevare con un recipiente graduato 100 ml della soluzione da analizzare e versarla in un recipiente di titolazione. Aggiungere 2 gocce di perossido d'idrogeno e agitare fino all'uscita delle bollicine che si erano formate. Dopo l'aggiunta di 1 – 2 gocce di fenolftalina la soluzione cambia colore in viola-rosso. Da una buretta o pipetta graduata si aggiungono lentamente, sempre agitando, 1 N di acido cloridrico. La fase finale della titolazione si manifesta con un cambiamento del colore da viola-rosso a incolore.

Misurazione della conduttanza:

Sistema di misurazione WTW 315i / WTW Cond 3110, con compensazione della temperatura a 60 °C e misurazione in millisiemens (mS); soluzione preparata con acqua di rubinetto con 38 °F.

Concentrazione	Valore-p	Conduttanza:		
		0 °fH	20 °fH	38 °fH
0.1%	0.16 ml	0.7 mS	0.7 mS	0.9 mS
0.2%	0.32 ml	1.3 mS	1.3 mS	1.3 mS
0.3%	0.48 ml	1.9 mS	1.9 mS	1.9 mS
0.4%	0.64 ml	2.4 mS	2.3 mS	2.3 mS
0.5%	0.80 ml	3.0 mS	2.9 mS	2.8 mS
1.0%	1.60 ml	5.3 mS	5.2 mS	5.1 mS
1.5%	2.40 ml	7.4 mS	7.4 mS	7.4 mS
2.0%	3.20 ml	9.4 mS	9.4 mS	9.4 mS

Attenzione:

Sono possibili differenze di colore legate al lotto, che non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto.

Il nostro servizio di consulenza si conferma a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Halag Chemie AG, Weierstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68

HALAG
SWITZERLAND

Prodotti acidi

Prodotti neutri

Prodotti alcalini

Alcalini à cloro attivo

Disinfettante

www.halagchemie.ch